

# Produktinformation

Gäller: Etac Prio

## Vajrar Etac Prio – ny längd

etac®

Vi kortar nu vajrarna för ryggvinkling och sitsvinkling på Prio. Anledningen är att vi har fått synpunkter på att de är för långa. Vi har kortat dem så mycket vi kan utan att påverka vinklingsfunktionen. De kortare vajrarna gör att det vid ryghöjder över 60 cm inte är möjligt att montera av körhandtagen.

Vajer ryggvinkling kortas 150 mm, från 1880 mm till 1730 mm.

Vajer sitsvinkling kortas 80 mm, från 1420 mm till 1340 mm.

Införs successivt från vecka 47.



**Ny längd på vajrar till Prio**  
Vajrarna för ryggvinkling och  
sitsvinkling kortas.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.	Ersätts av
Vajer sitsvinkel	L1420mm Prio	82662	83302
Vajer ryggvinkel	L1880mm Prio	82663	83303
<b>Slutförbrukas, från</b>		Vecka 47, 2020	

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Vajer sitsvinkel	L1340 Prio	83302
Vajer ryggvinkel	L1730 Prio	83303
<b>Införs successivt, från</b>		Vecka 47, 2020

2020-12-01 ID: P31870A

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

etac®  
Creating Possibilities