

Kontrollprotokoll HemoCue Hb 201⁺

Avdelning / mottagning:

Kontrollot / utgångsdatum: Instrument serienr:

År:	MV (\bar{x})	\pm	Avvikelse från MV i g/L																Kommentar (kuvettlot, rengöring, mm):	Sign		
			(-)								(+)											
Datum:	Erhållet värde:		8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8			

Protokollet gäller för HemoCue Hb 201⁺ vid användning av Eurotrol HemoTrol. Kontrollens åsatta värde (börvärde) är medelvärde, \bar{x} , av upprepade analyser på fabrikskalibrerade HemoCue Hb system. Erhållet resultat ska ligga inom kontrollens angivna gränser. Vanligtvis erhålls en mindre dag till dag variation men på grund av matriseffekt kan resultatet ändras inom gränserna om instrument, kuvettlot eller kontrollot ersätts. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig säljare från HemoCue AB eller besök vår hemsida hemocue.se.

NSM083SE-5 130702

