

## Upphandlade sårbehandlingsprodukter och bindor i LiV

### Sårvårdsprodukter

\* = Duschbara

Används framför allt vid	Produkt	Typ av kategori
Postoperativa sår/rena sår	* Tegaderm * Opsite Post-Op * Post-Op Visible  * Sorbact Kirurgförband  Mepore	Polyuretanfilm, Polyuretanfilm med sårbeddsskydd Vattentät film med hög genomsläpp av vattenånga med nätformad högabsorberande dyna Filmförband m sorbactpad  Fixationsförband med sårbeddsskydd
Rena sår	Jelonet Mepitel One	Salvkompress Silikonkompress
Rena eller fibrinbelagda sår, lätt till måttligt vätskande, <b>dock försiktighet</b> vid diabetes eller arteriella sår	Duoderm Standard Duoderm pasta	Hydrokolloid Hydrokolloidpasta
Rena eller fibrinbelagda djupa, <b>rikligt vätskande sår</b>	Allewyn Plus Cavety	Polyuretanskum
Rena, fibrinbelagda eller smärtsamma <b>måttligt vätskande sår</b>	Mepilex * Mepilex Border	Polyuretanskum med silikonhäfta Polyuretanskum med silikonhäfta/superabsorbenter
Rena eller infekterade vätskande sår	Aquacel kompress eller Aquacel tamponad Sorbact	Hydrofiber Förstärkt Hydrofiberband Bakterie och svampbindande förband
Torra till minimalt vätskande sår	Mepilex lite  Mepilex Border lite	Polyuretanskum (tunt lager) med silikonhäfta Polyuretanskum med silikonhäfta/film
Fibrinbelagda, nekrotiska eller smärtsamma	Intra Site gel 8 g Purilon gel 15 g Prontosan gel 30 ml  Prontosanlösning	Hydrogel Hydrogel plus Kalium alginat Sårgel /löser biofilm, fibrin o nekroser i sår
Infekterade sår  Svampinfektion	Sorbact kompress Sorbact Absorbtionsförband Sorbact gelkompress Sorbact kompress eller tamponad	Bakterie och svampbindande förband  Kompress plus hydrogel
Infekterade och vätskande sår	Sorbalgon	Kalciumalginatkompress
Infekterade, måttligt vätskande, <b>illaluktande sår</b>	Carboflex	Absorberande sårbeddsskydd av alginat/hydrofiber/kolfilter/polyacrylskikt/film
Nekrotiska, infekterade, fibrinbelagda sår <b>OBS! Läkardordination</b>	Tender Wet /kuddar rund el fyrkantig	Superabsorbent /PHMB
Svårbehandlade infekterade sår typ MRSA och VRE <b>OBS! Läkardordination</b>	Aquacel Ag Mepilex Ag	Hydrofiber /Joniserat Silver, bakterie och svampbindande förband Polyuretanskum med silikonhäfta/joniserat Silver
Lätt vätskande sår även i kombination med annan sårvårdsprodukt/även som fuktspärr	Solvaline N	Absorbtionsförband icke vidhäftande
Rikligt vätskande sår	Absorbent	Absorbtionsförband
Rikligt vätskande sår	Mepilex transfer	Vätskegenomsläppligt silikonförband/ Innerförband som kombineras med abs förband som tar hand om vätskan
Skydda ren, frisk eller skadad hud från kroppsvätskor och maceration	Secura spray 28ml Applikatorpinne 1ml	Barriärfilm innehåller ej alkohol

<b>Tycksårsförband</b>		
<b>Kombination av Skyddande, Upprensande och Absorberande förband</b>		
<b>Används framför allt vid</b>	<b>Skyddande</b>	<b>Absorberande</b>
Trycksår Stadium 2	Tegaderm DuoDerm Extrathin DuoDerm Signal	
	<b>Upprensande</b>	
Trycksår Stadium 3	IntraSite gel Aquacel Tender Wet	* Tegadorb Sacral * Tegaderm Foam Adhesive * Aquacel Foam * Mepilex Border Sacrum
Trycksår Stadium 4	IntraSiteGel Aquacel DuoDerm pasta Allevyn Plus Cavety Tender Wet	* Tegaderm Foam Adhesive * Aquacel Foam * Mepilex Border Sacrum
<b>Bindor</b>		
<b>Används framför allt vid</b>	<b>Produkt</b>	<b>Typ av kategori</b>
Venösa och/eller lindrigt arteriella sår hos mobiliserade patienter	Rosidahl	Lågelastisk
Vid dubbelbandagering på venösa bensår	Porelast	Lågelastisk klisterbinda
Venösa bensår	Coban	Mellanelastisk/självhäftande
Venösa sår immobiliserad patien	Elodur Forte	Högelastisk
Venösa bensår	Pro Guide	Binda med sträckindikator
Amputationslindring	Lastodur Medium	Amputation
Polstervadd	Soffban Natural	Polstring

### **Vid all sårbehandling är det viktigt att använda rätt förband till rätt sår**

Förbandet skall vara både patientvänligt, befrämja sårhäkningen och vara kostnadseffektivt.

Man måste också tänka på att inte byta för ofta – sår i läkningsprocessen behöver "få vara i fred"  
Byt när förbandet är "mättat" så att förbandet får vara verksamt fullt ut.

Detta är olika mellan förbanden, beroende på vad de innehåller för material. En generell regel är ju att hela förbandet ska vara förbrukat innan nästa byte, om man byter oftare har man valt fel förband.

Det skiljer sig mellan olika förband hur man ser detta,  
ex en del fyller upp sig som en bubbla, andra gelar sig, andra byter färg

**Läs produktinformationen på produktbladen i Praktisk Handbok i sårbehandling!**

Sårhandboken ligger på Smittskydd Värmlands webbplats:

<http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten/Smittskydd/Vardhygien/Hygienrutiner/Sarhandboken/>  
Information på intranätet: <http://livlinan.liv.se/Vart-arbetsatt/Verksamhet-och-utforande/Patientsakerhet/Forebyggande-arbete/Expertgrupper-patientsakerhet/Sarbehandling/>

Lycka till!

2015-03-02