

**Remiss, TROMBOELASTOGRAFI (ROTEM)**

Blodcentralen, CSK

Telnr: 91580

<b>Patientidentitet</b>	<b>Prov taget:</b>  Datum _____  Tidpunkt _____
<b>Ansvarig läkare, namn:</b> _____ <b>tel:</b> _____  <b>Avdelning:</b> _____  <b>Diagnos &amp; frågeställning:</b> _____	
<b>PROVTAGNING:</b> 1 rör 3,5 mL Ljusblå propp (9NC Coagulation sodium citrate 3,2 %). Viktigt att röret är fyllt till markering och ID-märkt. Prov ska levereras till blodcentralen för analys inom 4 timmar. Vid transport med rörpost skall validerad insats användas.	

**PROV OCH REMISS LÄMNAS SNARAST TILL BLODCENTRALEN!**